

## CAMPIONATORI ARIA

## KALIBRIERUNG ANDERER GERÄTE: LUFT



Kalibrierservice von mikrobiologischen Luftkeimsammlern, durchgeführt mit LAT-zertifizierten Geräten (oder gleichwertig in EA). Ideal für Messgeräte, die in den Bereichen Pharma, Biotechnologie und Lebensmittel eingesetzt werden.

Our solutions for quality assurance and certainty of your measurements.

## LUFTKEIMSAMPLER

- Kalibrierung von mikrobiologischen Luftkeimsammlern.
- Messung der Luftgeschwindigkeit (m/s) während eines 500-l-Zyklus ("As found"-Kalibrierung). Weiterer 500 l-Zyklus und Aufzeichnung der dafür benötigten Zeit ("As left"-Kalibrierung).

Kalibrierservicezeit: 10 Tage ab Auftragseingang.



QUALITY ASSURANCE AND CERTAINTY OF YOUR MEASUREMENTS



**OFFICE**

Via Picasso, 18/20  
20025 Legnano (MI) - Italy



*Alle technischen Daten und Grafiken können für Änderungen und Verbesserungen ohne vorherige Ankündigung erfolgen.*