



PIPETTE

ACCREDIA PIPETTENKALIBRIERUNG



ACCREDIA-Kalibrierungsservice für Pipetten
(Mikrodosiergeräte).

Our solutions for quality
assurance and certainty
of your measurements.

PIPETTEN

- ACCREDIA-Kalibrierung von Ein- oder Mehrkanalpipetten mit festem oder variablem Volumen gemäß ISO 8655:2022.
- Die Messungen werden an 10 Dispensationen (festes Volumen) oder 10 Dispensationen an 3 Punkten (variables Volumen) durchgeführt.
- Ein LAT-Kalibrierungszertifikat wird ausgestellt.
- Der Service umfasst die Wartung der Pipetten vor der Kalibrierung.
- Die vorbeugende Wartung umfasst das Schmieren und Überprüfen von Verschleißteilen.
- Dauer des Kalibrierungsservices: 7 Tage ab Auftragseingang.
- Der Service kann auch beim Kunden vor Ort durchgeführt werden (nicht akkreditierte Tätigkeit).

- **KALIBRIERUNGSSERVICE**

Unten sehen Sie die Vorschau des Kalibrierungszertifikats. Bitte beachten Sie besonders den Punkt 2. "Erforderliche Informationen", Daten, die dem Labor bei der Anforderung einer Kalibrierung mitzuteilen sind.

Kalibrierungszertifikat



QUALITY ASSURANCE AND CERTAINTY OF YOUR MEASUREMENTS



OFFICE

Via Picasso, 18/20
20025 Legnano (MI) - Italy



Alle technischen Daten und Grafiken können für Änderungen und Verbesserungen ohne vorherige Ankündigung erfolgen.